

Alculture 慧养® 表面涂抹采样管



产品特点

- 即时便捷采样，易于运输
- 高品质人造纤维棉，样本释放率达95%
- 采样拭子头面积大，满足多角度的表面涂抹，提高采样率

产品应用

主要适用于食品、制药、餐饮、饮料工业中的环境表面采样，与培养基结合使用后，可检测细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、李斯特菌等项目。



货号	产品名称	描述	规格
BCCY001	表面涂抹采样管-PBS	表面涂抹采样管（磷酸盐缓冲液），10mL保存管，10mL/支，同时内置1支人造丝拭子，适用于食品接触材料表面、员工手部等直接接触面采样	10支/盒
BCCY002	表面涂抹采样管-生理盐水	表面涂抹采样管（0.85%生理盐水），10mL保存管，10mL/支，同时内置1支人造丝拭子，适用于食品接触材料表面、员工手部等直接接触面采样	10支/盒
BCCY003	表面涂抹采样管-缓冲蛋白胨水	表面涂抹采样管（缓冲蛋白胨水），10mL保存管，10mL/支，同时内置1支人造丝拭子，适用于食品接触材料表面、员工手部等直接接触面采样	10支/盒
GGB01	无菌规格板	无菌规格板，尺寸：5*5cm，用于25cm ² 物表采样	1个/包，100包/袋
PB1006	营养琼脂平板	营养琼脂平板，用于菌落计数、普通细菌培养	10皿/包×2
DZ1006.200	营养琼脂（袋装即用型）	营养琼脂（NA），用于普通细菌培养	200mL/袋×10
GZ1027.9	缓冲蛋白胨水（BPW）（管装即用型）	管装缓冲蛋白胨水（BPW），用于细菌的增菌培养	9mL/支×20
JZH001	一次性无菌接种环	1uL单支无菌包装，EO灭菌，用于在平皿表面均匀涂布培养液	100支/包
JZH002	一次性无菌接种环	10uL单支无菌包装，EO灭菌，用于在平皿表面均匀涂布培养液	100支/包